

消毒方法

BioPlus

消毒薬には様々な種類があり、目的や用途によって使い分ける必要があります。
今回、消毒を効果的に行うために使用方法をまとめましたので、参考に
していただければ幸いです。

	アルコール (イソプロパノール)	次亜塩素酸系 (ワイプアウト、サンラック)	界面活性剤 (逆性石鹼)	熱湯
細菌	○	○	○	○
ウイルス	○	○	△	○
真菌	×	○	△	○
原虫	×	×	×	○

【消毒方法】

① 細菌、ウイルス、真菌の消毒

次亜塩素酸系消毒薬のワイプアウトを使用すると便利です。

使用する際は、ワイプアウトの粉末をパルボウイルスに対しては 100 倍、その他真菌や細菌に対しては 500 倍 になるように水で希釈します。

食器や給水器：希釈液に 3 分間浸漬→流水ですすぎ、乾燥

犬舎や飼育室など広範囲の消毒：ポンプスプレーなどを使用して希釈液を全体に噴霧し、3 分間浸漬
→ワイプアウトが残らないように拭き取る

② 原虫（トリコモナス、ジアルジア、コクシジウム）の消毒

消毒薬は無効なため、熱湯消毒が有効です。

【消毒薬のご紹介】

●ワイプアウト●

粉末状



1kg: ¥5,965

10kg: ¥18,000

●サンラック S ●

液体




コック付き 20kg:

¥2,581

コックなし 20kg:

¥2,365

※ご注文・お問い合わせはこちら  バイオプラスファーマシー

TEL:03-5646-6894 FAX:03-5646-5822

MAIL: yakuhin@petplus.co.jp

☎03-5646-6895 FAX 03-5646-6896

URL <http://www.ahb.jpn.com>

<http://www.bioplus.jp>

* 具体的にお困りの方はご遠慮なくご相談ください。

AHB

〒135-0042 東京都江東区木場 3-7-1 1

株式会社 AHB 診療部